














































































## Connecteurs (14)

Nom 	Niveau de verbosité 	Type 	Tempo 	PID	Simulé	Port	Matériel connecté 	   
Account Closing	Production	Traitement	+2 s					   
Adipsys		Matériel						   
Archiving	Production	Traitement	+2 s					   
Certification Checker	Production	Traitement	+2 s					   
Data Anonymization	Production	Traitement	+2 s					   
Fake Internet		Matériel						  
GisaDVB	Production	Matériel	+0 s			21019		   
Hoppen PMS		Interface	+0 s					   
Isis	Production	Serveur	+1 s			21001		   
Patient Discharge	Production	Traitement	+2 s					   
Periodic Total	Production	Traitement	+2 s					   
Service Synchronizer	Production	Traitement	+2 s					   
Subscription Consumer	Production	Traitement	+2 s					   
User Interface	Production	Interface						  

50  Lignes par page


### Signification des symboles et des couleurs de la colonne PID


12345 Processus activé et en cours d'exécution

12345 Processus en cours d'exécution bien que désactivé

12345 Traitement en cours d'exécution

 Processus arrêté bien qu'activé

 Activé (pas un processus)

 Désactivé (connecteur à supprimer)

 Traitement arrêté

### Note sur la suppression d'un connecteur

- Un connecteur peut être supprimé s'il n'est utilisé dans aucune chambre et aucune offre matériel.
- La suppression d'un connecteur copié du connecteur originel le supprimera de la base de données.
- La suppression du connecteur originel le retirera simplement de la liste (il pourra être rajouté ultérieurement).